

PleurX™ – Système de drainage par cathéter



Brochure d'information pour les patients souffrants de symptômes causés par un épanchement pleural ou un ascite


Madame, Monsieur,

Si vous lisez cette information c'est que vous souffrez probablement depuis quelques temps d'une maladie touchant vos organes internes. Dans ce cas, un effet secondaire peut être l'accumulation de liquide dans l'abdomen (ascite) ou dans la cavité thoracique (plèvre). Votre médecin vous a probablement déjà fait une ou plusieurs ponctions pour drainer ce liquide. Aujourd'hui, il existe une alternative à la ponction grâce au système de cathéter PleurX™. Vous pouvez parler de cette option thérapeutique avec votre médecin traitant.


Le cathéter PleurX™

Le cathéter PleurX™ est un fin tuyau en silicone qui est implanté sous anesthésie locale. Ce cathéter reste en place aussi longtemps que nécessaire et ne doit pas être changé. L'extrémité visible du cathéter est équipée d'une valve de sécurité à laquelle, lors des drainages, vient se connecter directement une bouteille ou une poche de drainage.

Les ponctions récurrentes à l'hôpital ou chez le médecin ne sont plus nécessaires après l'insertion du cathéter. Les symptômes inhérents à la présence de liquide sont réduits et plus faciles à contrôler.



Le drainage pleural temporaire
Durée: Environ 15 min.




Le drainage d'ascite temporaire
Durée: Environ 15 min.

L' utilisation du cathéter PleurX™ à domicile

Directement après l'implantation, le médecin traitant ou le personnel médical prennent contact avec un spécialiste de l'entreprise fenik AG pour organiser un rendez-vous et une formation directement à votre domicile. Le spécialiste de l'entreprise fenik AG vous explique à vous et/ ou aux soins à domicile, en détail, la mise en œuvre du drainage, le changement du pansement et le moyen de commander le matériel nécessaire.

Après le drainage, le cathéter est fixé discrètement sur votre corps au moyen d'un pansement. Rien n'est visible sous les vêtements. Vous pouvez vous doucher si le pansement adhésif inclu au set de drainage est correctement fixé. Ce dispositif vous permet de garder une grande liberté de mouvement.

Le médecin vous prescrit un drainage dont la fréquence dépend de la quantité de liquide. Un drainage dure en moyenne 10 à 30 minutes. Si le liquide ne s'accumule plus dans les semaines qui suivent, le médecin peut retirer le cathéter PleurX™ sous anesthésie locale. La formation et le matériel sont répertoriés dans la liste LiMA et sont payés par l'assurance maladie de base. Les kits de drainage sont livrés sans frais de port directement à votre domicile.



Source: fotomed KSW

Contact

fenik AG
Querstrasse 5
8212 Neuhausen am Rheinfall

Tel.: 052 577 02 55
Fax: 052 577 02 56

info@fenik.ch
www.fenik.ch



amélioration de la
qualité de vie



grande
sécurité



drainage temporaire
à domicile



Remarque

PleurX™ is a trademark and/or registered trademark of CareFusion Corporation, or one of its subsidiaries.